

Garantía HUMAN de 5 años

Instrumentos fabricados para durar. Garantizado.

- › Extensión de la garantía
- › Mantenimiento y servicio programados
- › Obtenga cómodamente su paquete en 4 sencillos pasos



Human

Diagnostics Worldwide

Garantía HUMAN de 5 años

Un paquete flexible

Nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente se refleja en la garantía estándar de 12 meses del distribuidor. La nueva garantía extendida de HUMAN le ofrece una protección más amplia que la garantía estándar.

Garantía de hasta 5 años con mantenimiento y servicio programados


Usted le asegura a sus clientes la máxima fiabilidad y calidad. HUMAN contribuye a respaldar esa promesa con una garantía. Elimine el riesgo de su cálculo de costos. HUMAN le quita el peso de los hombros al apoyar su administración de mantenimientos. Los paquetes de mantenimiento prepagados HUMAN para el mantenimiento programado son lo último en calidad y conveniencia. Elija el paquete que se adapte a sus necesidades y a las de sus clientes y reciba la garantía ampliada hasta por cinco años.

Vaya a lo seguro con los paquetes flexibles de HUMAN

- > Ventaja competitiva con una garantía extendida de hasta 5 años.
- > Le da tranquilidad a usted y sus clientes sabiendo que su sistema funcionará de forma fiable durante mucho tiempo.
- > Extienda su garantía y ahorre dinero en lugar de comprar paquetes de servicio por separado.
- > Asegure sus cálculos a largo plazo.

Extensión de la garantía en 4 pasos sencillos

Regístrese ahora y disfrute de la garantía extendida de HUMAN. Póngase en contacto con nosotros para mayor información. Estamos a su disposición para responder sus preguntas.



La extensión de la garantía está disponible para los siguientes productos :

Química clínica	HumaStar 100 200 300SR 600	CLIA	HumaCLIA 150
Hematología	HumaCount 30 ^{TS} 80 ^{TS} 5L 5D 5D ^{CRP}	Autoimmune DX	HumaBlot 44 ^{FA}
Hemostasia	HumaClot Pro	Diabetes DX	HumaNex A1c A1c Variant

1. La calificación de operación (OQ) es parte del mantenimiento, por favor verifique los requerimientos de la OQ del instrumento correspondiente.

Kit de mantenimiento y intervalos

El período de garantía comienza con la instalación. La instalación debe realizarse en el plazo de 1 año a partir de la fecha de la factura.

HumaStar 100 200	Intervalos	REF
Kit de mantenimiento de 12 meses	Después de 12, 36 meses	16890/250-12
Kit de mantenimiento de 24 meses	Después de 24, 48 meses	16890/250-24
HumaStar 600	Intervalos	REF
Kit de mantenimiento de 6 meses	Después de 6, 18, 30, 42, 54 meses	16665/207
Kit de mantenimiento de 12 meses	Después de 12, 36 meses	16665/208
Kit de mantenimiento de 24 meses	Después de 24, 48 meses	16665/209
HumaStar 300SR	Intervalos	REF
Kit de mantenimiento de 12 meses	Después de 12, 36 meses	16930/250-12
Kit de mantenimiento de 24 meses	Después de 24, 48 meses	16930/250-24
HumaCount 80^{TS} 30^{TS}	Intervalos	REF
Kit de mantenimiento de 6 meses	Después de 6, 12, 18, 24, 30,42, 48, 54 meses	16420/12
Kit de mantenimiento de 36 meses	Después de 36 meses (HC30TS)	16420/12-1
Kit de mantenimiento de 36 meses	Después de 36 meses (HC80TS)	16420/12-2
HumaCount 5L	Intervalos	REF
Kit de mantenimiento de 6 meses (1)	Después de 6, 18, 30, 42, 54 meses	16420/12
Kit de mantenimiento de 6 meses (2)	Después de 12, 24, 36, 48 meses	16430/450
HumaCount 5D	Intervalos	REF
Kit de mantenimiento de 12 meses	Después de 12, 24, 48 meses	16450/503
Kit de mantenimiento de 36 meses	Después de 36 meses	16450/504
HumaCount 5D^{CRP}	Intervalos	REF
Kit de mantenimiento de 12 meses	Después de 12, 24, 48 meses	16451/503
HumaClot Pro	Intervalos	REF
Kit de mantenimiento de 12 meses	Después de 12, 24, 36, 48	15800/500
HumaCLIA 150	Intervalos	REF
Kit de mantenimiento de 6 meses	Después de 6, 18, 30, 42 meses	15910/501
Kit de mantenimiento de 12 meses	Después de 12, 24,36, 48 meses	15910/500

>> En la página siguiente encontrará más dispositivos

Garantía HUMAN de 5 años

Kit de mantenimiento y intervalos

HumaBlot 44FA	Intervalos	REF
Kit de mantenimiento de 6 meses	Después de 6, 18, 30, 42 meses	ITC80000/142
Kit de mantenimiento de 12 meses	Después de 12, 24,36, 48 meses	ITC80000/139

HumaNex A1c	Intervalos	REF
Kit de mantenimiento de 6 meses	Después de 6, 18, 30, 42 meses	16180/300
Kit de mantenimiento de 12 meses	Después de 12, 24,36, 48 meses	16180/303

HumaNex A1c Variant	Intervalos	REF
Kit de mantenimiento de 6 meses	Después de 6, 18, 30, 42 meses	16190/501
Kit de mantenimiento de 12 meses	Después de 12, 24,36, 48 meses	16190/502

¿Qué cubre la extensión de la garantía?

La extensión de la garantía cubre la sustitución de todas las piezas de repuesto, incluidas las lámparas. No están incluidos los desperfectos causados por las siguientes circunstancias: robo y desperfectos causados por desastres naturales, animales o manipulación incorrecta.

