


# Pruebas rápidas

Resultados precisos e inmediatos

- > Diagnóstico rápido y rentable
- > Resultados precisos y fiables
- > Fáciles de usar



**Human**

Diagnostics Worldwide

# Resultados rápidos

## Cuando cada minuto cuenta

### Enfermedades infecciosas

REF

REF



#### HEXAGON CHLAMYDIA

Prueba de cribado para la detección del antígeno LPS en muestras de frotis de mujeres. Sensibilidad: 85-88 %. Especificidad: 98 %. Resultados en solo 30 minutos (incluida la recogida de la muestra).

30 pruebas 58012

60 tubos de muestra e hisopos 58912



#### HEXAGON HCV\*

Prueba de cribado para la detección de anticuerpos anti-VHC en sangre total, suero o plasma. Excelente correlación con pruebas ELISA y PCR. Sensibilidad: 99,3 %. Especificidad: 99,5 %. Resultados en solo 5-20 minutos.

40 pruebas 58072



#### HEXAGON HIV

Prueba de cribado de 3.ª generación para la detección de anticuerpos anti-VIH en sangre total, suero o plasma. Sensibilidad: 100 % con muestras positivas para VIH. Especificidad: 99,9 % con 1552 muestras negativas para VIH de individuos sanos y pacientes hospitalizados. Resultados en solo 10-20 minutos.

40 pruebas 57002P

100 pruebas 57004P



#### HEXAGON H. PYLORI

Prueba de cribado de 3.ª generación para la detección de anticuerpos contra *H. pylori* en suero o plasma. Sensibilidad: 96 %. Especificidad: 99 %. Resultados en solo 15 minutos.

20 pruebas 58022



#### HEXAGON HBsAg\*

Prueba de cribado para muestras de suero o plasma. Sensibilidad: 100 %. Especificidad: 99,7 %. Resultados en 20-30 minutos.

3 x 20 pruebas 58003



#### HEXAGON MALARIA

Prueba de cribado para muestras de sangre total o plasma. Sensibilidad: PF: 99,5 % / No PF: 96,0 % Especificidad: 99,6 %. Resultados en 20 minutos.

25 pruebas 58054



#### HEXAGON SYPHILIS

Prueba de cribado de 3.ª generación para la detección de anticuerpos contra *T. pallidum* en sangre total, suero o plasma. Sensibilidad: > 99 %. Especificidad: > 99 %. Resultados en solo 5-20 minutos.

20 pruebas 58042



#### SYPHILIS TPHA liquid

Prueba de hemaglutinación para la detección cualitativa y cuantitativa de anticuerpos contra *T. pallidum* en suero. Sensibilidad: 100 %. Especificidad: 100 %.

Resultados en 45 minutos. 100 pruebas 50101



#### SYPHILIS RPR TEST

Prueba rápida para la detección cualitativa y semi-cuantitativa de anticuerpos reagínicos asociados a la sífilis en suero o plasma. Resultados en solo 8 minutos.

100 pruebas 50001

500 pruebas 50002

500 tests, accesorios reducidos 50016



#### IM QUICK TEST

Prueba de hemaglutinación para la detección cualitativa de anticuerpos heterófilos asociados a la mononucleosis infecciosa en muestras de suero.

Sensibilidad: 100 %. Especificidad: 98,8 %.

Resultados en solo 2 minutos.

40 pruebas 40038



#### SALMONELLA KIT

Contiene 8 suspensiones diferentes de *Salmonella*: *S. typhi* H y O, *S. paratyphi* AH, BH, CH, AO, BO y CO.

8 x 100 pruebas 50301

Los datos de sensibilidad y especificidad se han obtenido de estudios comparativos internos/externos

Formato de la prueba



Dispositivo de prueba



Tira reactiva




Prueba de aglutinación



Microplaca

\* Productos sin marcado CE



REF



### HumaTex INDIVIDUAL FEBRILE ANTIGENS

Prueba de aglutinación para la detección cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos contra antígenos febriles asociados con la salmonelosis (por ejemplo, la fiebre tifoidea), la brucelosis y ciertas enfermedades producidas por rickettsias en muestras de suero. Resultados de la prueba en lámina en solo 1 minuto y de la prueba de aglutinación en tubo (prueba de Widal, prueba de Weil-Felix) en 24 horas.

<b>SALMONELLA TYPHI H</b>	8 x 100 pruebas	50271
<b>SALMONELLA TYPHI O</b>	8 x 100 pruebas	50281
<b>SALMONELLA PARATYPHI AH</b>	8 x 100 pruebas	50211
<b>SALMONELLA PARATYPHI BH</b>	8 x 100 pruebas	50231
<b>BRUCELLA ABORTUS</b>	8 x 100 pruebas	50291
<b>CONTROL PC/NC</b>	2 x 2 ml	50200



### HumaTex FEBRILE ANTIGENS

Contiene suspensiones para la detección de anticuerpos contra *S. typhi* H y O, *S. paratyphi* AH y BH, *B. abortus* y *Proteus OX19*, así como un control positivo y otro negativo.

6 x 100 pruebas 50201

## Embarazo



### HEXAGON hCG 1-Step<sup>Urine</sup>

Prueba rápida de embarazo para uso con orina. Detecta niveles de hCG de al menos 25 UI/l.

Resultados en 4 minutos. 60 pruebas 68902  
150 pruebas (línea fina) 68932

### HumaPreg<sup>Urine</sup>

Prueba de embarazo rápida para uso con orina.

Detecta niveles de hCG de al menos 25 UI/l.

Resultados en 4 minutos. 40 pruebas 68004

## Marcador cardíaco



### HEXAGON TROPONIN

Detecta la troponina I cardíaca en sangre total, suero o plasma. Límite de detección: 0.5 ng/ml. Resultados en solo 15 minutos. 20 pruebas 27032P

## Marcadores tumorales

REF



### HEXAGON OBTI

Confirma la presencia de sangre oculta en muestras de heces. Límite de detección: 50 ng Hb/ml en medio de transporte. Resultados en solo 10 minutos. La prueba también es adecuada para su uso especial en medicina legal y para el seguimiento de infecciones.

24 pruebas 28009



### HEXAGON PSA

Para la detección cualitativa del antígeno prostático específico en sangre total, suero o plasma. Límite de detección: 4 ng/ml. Resultados en solamente 15 minutos.

20 pruebas 28032

## Reumatología



### HumaTex SLE

Prueba de aglutinación en látex para la detección cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos antinucleares asociados al lupus eritematoso sistémico en suero y plasma. Resultados en solo 2 minutos.

50 pruebas 40030



### HumaTex ASO

Prueba de aglutinación en látex para la detección cualitativa y semicuantitativa de antiestreptolisina O en suero. Límite de detección: 200 UI/l. Resultados en solo 2 minutos.

100 pruebas 40063



### HumaTex CRP

Prueba de aglutinación en látex para la detección cualitativa y semicuantitativa de la proteína C reactiva en suero. Límite de detección: aprox. 6 mg/l. Resultados en solo 2 minutos.

100 pruebas 40043



### HumaTex RF

Prueba de aglutinación en látex para la detección cualitativa y semicuantitativa del factor reumatoide en suero. Límite de detección: 12 UI/ml. Resultados en solo 2 minutos.


100 pruebas 40053

# Pruebas rápidas


## Pruebas inmunocromatográficas y de aglutinación

La exactitud, fiabilidad, solidez, facilidad de uso, rapidez y rentabilidad de las pruebas rápidas hacen de ellas una herramienta ideal para el cribado y un primer diagnóstico de diversas enfermedades, así como para la detección de importantes analitos biológicos.

### Pruebas rápidas de sangre total, suero o plasma, como HEXAGON HIV



### Pruebas de heces, como HEXAGON OBTI



### Pruebas de aglutinación, como HumaTex CRP

