

# HumaSens2.0

## Monitorización de la glucosa sanguínea

### Seguridad y conveniencia en su máxima expresión

- > Resultados en solo 5 segundos
- > Funciona con solo 0,7 µl de sangre capilar
- > Seguro y fácil de usar



**Human**

Diagnostics Worldwide

# HumaSens2.0

## Medidor de glucosa

### Seguridad y conveniencia en su máxima expresión

- > Ejector de tiras para minimizar el riesgo de infecciones
- > Gran capacidad de memoria y funciones de promediación
- > Tiras y controles con larga vida útil



### Uso sencillo

- > Diseño simétrico, apto para ambas manos
- > Pantalla de caracteres grandes que facilita la lectura
- > Iconos claros con la información necesaria de un vistazo

### Comodidad y economía

- > Solo 0,7 µl de volumen de muestra
- > Resultados en 5 segundos
- > Batería de larga duración (1000 resultados)

### Fiabilidad y seguridad

- > Análisis de alta precisión de conformidad con ISO 15197:2013
- > Codificación sencilla con la tarjeta de códigos



Glucose Test Strips Blue

### Datos técnicos

Tecnología	Biosensor electroquímico
Muestra	Sangre fresca capilar total
Intervalo de medición	20 - 600 mg/dl (1,1 - 33,3 mmol/l)
Duración de la pila	Aprox. 1000 resultados
Memoria	360
Intervalo de temperatura	10 - 40 °C
Altitud	Nivel del mar - 10 000 pies (3250 m)
Intervalo de hematocrito	25 - 60 %
Tiempo de medición	5 s
Volumen de muestra	0,7 µl
Calibración	Plasma calibrado
Estabilidad del vial abierto (tiras y controles)	3 meses

### Información sobre pedido

	Unidad/Tamaño	REF
HumaSens2.0 Starter Pack	1 paquete	17560



### Reactivos

Glucose Test Strips Blue*	2 x 25 uds.	17562
Glucose Test Strips Blue*	1 x 10 uds.	17562 / 2
Glucose Control*	2 x 2 ml	17562/10

\* utilizable en HumaSens2.0, HumaSens2.0<sup>plus</sup>, HumaSens, HumaSens<sup>plus</sup>

