

Reactivos HumaType

Reactivos para la determinación del grupo sanguíneo
y la compatibilidad

- > Aglutinaciones efectivas y duraderas
- > Cumple los exigentes criterios de calidad europeos **CE**

INMUNOHEMATOLOGÍA



Human

Diagnostics Worldwide

Reactivos HumaType

para la determinación del grupo sanguíneo y la compatibilidad

DISPONIBLES CON HUMAN

Gama de efectivos reactivos para la determinación de grupos sanguíneos con una elevada afinidad antigénica. Igualmente fiables para establecer la compatibilidad y detectar anticuerpos. Adecuados para técnicas tradicionales. Productos de gran calidad con marcado CE.

REACTIVOS ABO

- > Reactivos monoclonales de gran avidéz
- > Con códigos de color según convenio internacional
- > Aptos para tubos de ensayo y portaobjetos

| | | REF |
|-------------------|-----------|-------|
| HumaType Anti-A | 3 x 10 ml | 71012 |
| HumaType Anti-B | 3 x 10 ml | 71022 |
| HumaType Anti-A,B | 3 x 10 ml | 71032 |



REACTIVOS RHESUS

- > Reactivos monoclonales de gran avidéz
- > Aptos para tubos de ensayo, portaobjetos y microplacas

HumaType Anti-D (IgM)

- > Detecta todos los antígenos D, excepto las células de la categoría DVI
- > Reactivo ideal para la tipificación en muestras de pacientes

3 x 10 ml REF 71042

HumaType Anti-D (IgM/IgG)

- > Mezcla de IgM y IgG anti-D – adecuada para tipificación de pacientes y donantes
- > Detecta todos los antígenos D mediante pruebas de aglutinación directa o indirecta

3 x 10 ml REF 71052

PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD/ DETECCIÓN DE ANTICUERPOS

HumaType Anti-Human Globulin

- > Mezcla optimizada de conejo anti-IgG, anti-C3b / -C3d
- > Para pruebas de antiglobulina directas e indirectas
- > Tinción verde para facilitar la comprobación

3 x 10 ml REF 71062

HumaType Albumin 22%

- > Potenciador de las reacciones antígeno/anticuerpo
- > Albúmina sérica bovina con composición polimérica mejorada

3 x 10 ml REF 71072