

HumaCLIA 150

Le système d'immunodosage idéal pour les laboratoires centraux et éloignés

- › Fonctionnement simplifié grâce à la fonction d'accès aléatoire
- › Maximisation du débit de tests grâce à un concept de réactifs axé sur le client
- › Interface utilisateur intuitive conçue pour une utilisation simple



Human

Diagnostics Worldwide

HumaCLIA 150

Système d'immunodosage par chimiluminescence à accès aléatoire

Le système HumaCLIA 150 à accès aléatoire est la solution idéale pour tous laboratoires diagnostiques de faible à moyen volume : il prend en charge les dosages de la fonction thyroïdienne, des hormones de fertilité, des marqueurs tumoraux et cardiaques, du métabolisme osseux et bien d'autres. Grâce à sa conception intuitive et son interface utilisateur simple d'utilisation, seule une courte formation est requise pour l'appareil. Sa grande capacité de chargement de consommables, échantillons et réactifs lui confère une excellente autonomie de fonctionnement.



Soyez flexible avec le chargement continu de cuvettes de réaction

- > Chargement simple et rapide des cuvettes, même pendant une série de tests
- > Profitez de la praticité des cuvettes en vrac et chargez jusqu'à 1000 cuvettes individuelles dans l'analyseur

Améliorez votre flux de travail en laboratoire à l'aide d'une gestion efficace des réactifs

- > 20 positions réfrigérées pour réactifs
- > Identification du code-barres des réactifs intégrée
- > Identifiant unique de cartouche avec contrôle en temps réel des niveaux de réactifs et du nombre de tests restants
- > Mélange automatisé des microparticules pour des résultats constants et fiables



Vidéo



Bénéficiez d'une visibilité totale, sans interruption, et d'une gestion simple des consommables

- > Aperçu de l'état des consommables, tels que les cuvettes, les solutions de déclenchement et pré-déclenchement, le tampon de lavage et les déchets solides
- > La fonction d'alerte anticipée réduit le risque de retard dans les résultats et améliore l'efficacité globale de votre flux de travail

L'efficacité des tests d'urgence à son apogée grâce à une gestion intelligente des échantillons

- > 50 positions sur le portoir d'échantillons pour le chargement continu de tubes primaires et secondaires ou de godets à échantillons
- > Capacité de réaction rapide : 50 positions pour les tests urgents
- > Identification précise des échantillons par lecture interne du code-barres



Pensé pour une utilisation simple

- > Accès facile et rapide à toutes les fonctions importantes
- > L'interface utilisateur moderne et intuitive, associée à un écran tactile, simplifie l'utilisation de l'analyseur et réduit le temps de formation requis
- > Traçabilité totale des résultats en un clic, pour un accès rapide à des informations complètes

Efficacité accrue lors des tâches quotidiennes

- > Processus simplifié grâce à la fonction d'accès aléatoire
- > Contrôle multi-analytes pour une logistique fluidifiée et une efficacité accrue du flux de travail
- > Réactifs et calibrateurs prêts à l'emploi dans un même kit
- > Cuvettes en vrac pour un chargement simple et rapide

Maximisation du débit de tests

- > Analyseur adapté aux besoins des clients avec deux cartouches de 50 tests pour une flexibilité maximale, idéal également pour les paramètres moins utilisés
- > Vaste sélection de tests disponibles : fonction thyroïdienne, hormones de fertilité, marqueurs tumoraux et cardiaques, métabolisme osseux, etc.

HumaCLIA 150

Vue d'ensemble

Aperçu du système

Type d'analyseur	Pour plan de travail
Description du système	Système d'immunodosage à accès aléatoire
Débit	Jusqu'à 150 tests à l'heure
Technologie de dosage	Technologie à l'ester d'acridinium
Dimensions (L x P x H)	1030 x 750 x 710 mm

Gestion des réactifs

Capacité de dosages à bord	20 (réfrigérés entre 2 et 8 °C)
Taille des kits	2 x 50 tests avec calibrateurs
Type de réactif	Liquide, prêt à l'emploi
Détecteur du niveau de liquide	Oui

Gestion des consommables

Capacité de cuvettes à bord	1000 cuvettes de réaction (en vrac)
-----------------------------	-------------------------------------

Fonctionnement du système

Écran tactile couleur	Oui
Format de demande d'analyse	Possibilité de définir un profil ; Règles d'analyse réflexe personnalisables
Entretien à bord	Oui, programmation et journal
Interface ordinateur central	RS-232/LAN (bidirectionnelle), Protocole ASTM/HL7

Gestion des échantillons

Types d'échantillons	Sérum, plasma
Positions d'échantillons à bord	50 (système de portoirs) ; urgence
Dilution automatique des échantillons	Oui
Détecteur du niveau de liquide	Oui
Détection de caillot dans l'échantillon	Oui
Traçabilité des résultats	ID échantillon, lot de réactif et contrôle, lot de consommables, ID unique de flacon de réactif, lot de calibrateur et heure

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations sur l'HumaCLIA 150 et sa gamme de dosages, rendez-vous sur www.human.de/products/clia ou scannez le code QR suivant :



Votre partenaire de distribution local

