

Garantie HUMAN de 5 ans

Construit pour durer. C'est garanti.

- › Extension de garantie
- › Maintenance et entretien programmés
- › Obtenez votre paquet de formule tous risques en 4 étapes faciles



Human

Diagnostics Worldwide

Garantie HUMAN de 5 ans

Votre formule tous risques

Notre engagement en faveur de la qualité et de la satisfaction du client est illustré par notre garantie standard de 12 mois pour les revendeurs. La nouvelle extension de garantie de HUMAN vous offre une protection étendue au-delà de la garantie standard.

Garantie jusqu'à 5 ans avec maintenance et entretien programmés


Vous promettez à vos clients une fiabilité et une qualité maximales. HUMAN est prêt à vous aider à tenir cette promesse avec une garantie. Éliminez les risques de votre calcul de coûts. HUMAN vous dégage d'un véritable fardeau en vous aidant à gérer votre entretien. Les paquets de maintenance prépayés pour la maintenance programmée sont le nec plus ultra en matière de qualité et de commodité. Choisissez le paquet qui répond à vos besoins et à ceux de vos clients et bénéficiez d'une garantie prolongée de jusqu'à cinq ans.

Soyez du bon côté avec la formule tous risques de HUMAN

- > Avantage concurrentiel avec une garantie prolongée jusqu'à 5 ans.
- > Vous pouvez avoir l'esprit tranquille, vous et vos clients, en sachant que votre système fonctionnera de manière fiable pendant longtemps.
- > Prolongez votre garantie et économisez de l'argent par rapport à l'achat de paquets de services séparés.
- > Sécurisez votre calcul à long terme.

Votre extension de garantie en 4 étapes faciles

Inscrivez-vous maintenant et profitez de la garantie prolongée de HUMAN. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question supplémentaire. Nous sommes prêts à répondre à vos questions.



Une extension de garantie est disponible pour les produits suivants :

Biochimie	HumaStar 100 200 300SR 600	CLIA	HumaCLIA 150
Hématologie	HumaCount 30 ^{TS} 80 ^{TS} 5L 5D 5D ^{CRP}	Autoimmune DX	HumaBlot 44 ^{FA}
Hémastasis	HumaClot Pro	Diabetes DX	HumaNex A1c A1c Variant

¹ La qualification d'opération (OQ) fait partie de la maintenance, veuillez vérifier les exigences d'OQ de l'instrument correspondant.

Kit des maintenance et Intervalles

La période de garantie débute à la date d'installation. L'installation doit avoir lieu dans un délai d'un an à compter de la date de facturation.

HumaStar 100 200	Intervalles	REF
Kit de maintenance 12 mois	Après 12, 36 mois	16890/250-12
Kit de maintenance 24 mois	Après 24, 48 mois	16890/250-24

HumaStar 600	Intervalles	REF
Kit de maintenance 6 mois	Après 6, 18, 30, 42, 54 mois	16665/207
Kit de maintenance 12 mois	Après 12, 36 mois	16665/208
Kit de maintenance 24 mois	Après 24, 48 mois	16665/209

HumaStar 300SR	Intervalles	REF
Kit de maintenance 12 mois	Après 12, 36 mois	16930/250-12
Kit de maintenance 24 mois	Après 24, 48 mois	16930/250-24

HumaCount 80^{TS} 30^{TS}	Intervalles	REF
Kit de maintenance 6 mois	Après 6, 12, 18, 24, 30,42, 48, 54 mois	16420/12
Kit de maintenance 36 mois	Après 36 mois (HC30TS)	16420/12-1
Kit de maintenance 36 mois	Après 36 mois (HC80TS)	16420/12-2

HumaCount 5L	Intervalles	REF
Kit de maintenance 6 mois (1)	Après 6, 18, 30, 42, 54 mois	16420/12
Kit de maintenance 6 mois (2)	Après 12, 24, 36, 48 mois	16430/450

HumaCount 5D	Intervalles	REF
Kit de maintenance 12 mois	Après 12, 24, 48 mois	16450/503
Kit de maintenance 36 mois	Après 36 mois	16450/504

HumaCount 5D^{CRP}	Intervalles	REF
Kit de maintenance 12 mois	Après 12, 24, 48 mois	16451/503

HumaClot Pro	Intervalles	REF
Kit de maintenance 12 mois	Après 12, 24, 36, 48	15800/500

HumaCLIA 150	Intervalles	REF
Kit de maintenance 6 mois	Après 6, 18, 30, 42 mois	15910/501
Kit de maintenance 12 mois	Après 12, 24,36, 48 mois	15910/500

>> d'autres dispositifs que vous trouverez à la page suivante

Garantie HUMAN de 5 ans

Kit des maintenance et Intervalles

HumaBlot 44FA	Intervalles	REF
Kit de maintenance 6 mois	Après 6, 18, 30, 42 mois	ITC80000/142
Kit de maintenance 12 mois	Après 12, 24,36, 48 mois	ITC80000/139

HumaNex A1c	Intervalles	REF
Kit de maintenance 6 mois	Après 6, 18, 30, 42 mois	16180/300
Kit de maintenance 12 mois	Après 12, 24,36, 48 mois	16180/303

HumaNex A1c Variant	Intervalles	REF
Kit de maintenance 6 mois	Après 6, 18, 30, 42 mois	16190/501
Kit de maintenance 12 mois	Après 12, 24,36, 48 mois	16190/502

Étendue de l'extension de garantie

L'extension de garantie couvre le remplacement de toutes les pièces détachées, y compris les lampes, mais exclut le remplacement pour dommages causés par les circonstances suivantes : catastrophes naturelles, dégâts causés par des animaux, mauvaise manipulation, vol

