


Tests rapides

Des résultats précis in situ

- > Un diagnostic rapide et rentable
- > Des résultats précis et fiables
- > Des tests faciles à utiliser



Human

Diagnostics Worldwide

Des résultats en quelques minutes

Parce que la rapidité est décisive

Maladies infectieuses

REF

REF



HEXAGON CHLAMYDIA

Test de dépistage à partir d'échantillons de frottis féminins pour détecter la présence de l'antigène LPS.

Sensibilité : 85-88 %, spécificité : 98 %.

Résultats incluant l'extraction sur écouvillon en

seulement 30 minutes. **30 tests** **58012**

60 tubes de prélèvement et écouvillons **58912**



HEXAGON HCV*

Test de dépistage d'anticorps anti-VHC dans le sang total, le sérum ou le plasma. Excellente corrélation avec l'ELISA et la PCR.

Sensibilité : 99,3 %, spécificité : 99,5 %.

Résultats en 5-20 minutes. **40 tests** **58072**



HEXAGON HIV

Test de dépistage de 3^e génération d'anticorps anti-VIH dans le sang total, le sérum ou le plasma.

Sensibilité : 100 %, avec des échantillons séropositifs.

Spécificité : 99,9 %, avec 1552 échantillons négatifs au VIH comprenant des individus en bonne santé et des patients hospitalisés.

Résultats en 10-20 minutes. **40 tests** **57002P**

100 tests **57004P**



HEXAGON H. PYLORI

Test de dépistage de 3^e génération des anticorps anti-*H. pylori* dans le sérum ou le plasma.

Sensibilité : 96 %, spécificité : 99 %.

Résultats en 15 minutes. **20 tests** **58022**



HEXAGON HBsAg*

Test de dépistage dans échantillons de sérum ou de plasma. Sensibilité : 100 %, spécificité : 99,7 %.

Résultats en 20-30 minutes.

3 x 20 tests **58003**



HEXAGON MALARIA

Test de dépistage dans échantillons de sang total ou de plasma. Sensibilité : Pf 99,5 % / non Pf 96,0 %

Spécificité : 99,6 %.

Résultats en 20 minutes. **25 tests** **58054**



HEXAGON SYPHILIS

Test de dépistage de 3^e génération des anticorps de *T. pallidum* dans le sang total, le sérum ou le plasma.

Sensibilité : > 99 %, spécificité : > 99 %.

Résultats en 5-20 minutes. **20 tests** **58042**



SYPHILIS TPHA liquid

Test d'hémagglutination pour la détection qualitative et quantitative d'anticorps *T. pallidum* dans le sérum.

Sensibilité : 100 %, spécificité : 100 %.

Résultats en 45 minutes. **100 tests** **50101**



SYPHILIS RPR TEST

Test rapide pour la détection qualitative et semi-quantitative des anticorps réagine, associés à la syphilis, dans le sérum ou le plasma. Résultats en

seulement 8 minutes. **100 tests** **50001**

500 tests **50002**

500 tests, nombre d'accessoires réduit **50016**



IM QUICK TEST

Test d'hémagglutination pour la détection qualitative des anticorps hétérophiles associés à une mononucléose infectieuse dans des échantillons de sérum.

Sensibilité : 100 %, spécificité : 98,8 %.

Résultats en 2 minutes. **40 tests** **40038**







SALMONELLA KIT


Contient 8 suspensions différentes de *Salmonella* : *S. typhi* H et O, *S. paratyphi* AH, BH, CH, AO, BO et CO.

8 x 100 tests **50301**

Les données de sensibilités et de spécificité ont été obtenues à partir d'essais circulaires internes/externes.

Format du test  Dispositif de test  Bandelette de test  Test d'agglutination  Microplaque

* Produits sans marquage CE



REF



HumaTex INDIVIDUAL FEBRILE ANTIGENS

Test d'agglutination pour la détection qualitative et semi-quantitative des anticorps contre les antigènes fébriles associés à la salmonellose (par exemple, la fièvre typhoïde), à la brucellose et à certaines maladies à rickettsies dans des échantillons de sérum.

Résultats du test sur lame en 1 minute seulement et du test d'agglutination en tube (test de Widal, test de Weil-Felix) en 24 heures.

SALMONELLA TYPHI H	8 x 100 tests	50271
SALMONELLA TYPHI O	8 x 100 tests	50281
SALMONELLA PARATYPHI AH	8 x 100 tests	50211
SALMONELLA PARATYPHI BH	8 x 100 tests	50231
BRUCELLA ABORTUS	8 x 100 tests	50291
CONTROL PC/NC	2 x 2 ml	50200



HumaTex FEBRILE ANTIGENS

Contient des suspensions pour la détection des anticorps contre S. typhi H et O, S. paratyphi AH et BH, B. abortus et Proteus OX19 ainsi qu'un contrôle positif et négatif.

6 x 100 tests 50201

Grossesse



HEXAGON hCG 1-Step^{Urine}

Test de grossesse urinaire rapide pour la détection de niveaux d'hCG d'au moins 25 UI/l. Résultats en 4 minutes.

60 tests 68902
150 tests (bande fine) 68932

HumaPreg^{Urine}

Test de grossesse urinaire rapide pour la détection de taux d'hCG d'au moins 25 UI/l.

Résultats en 4 minutes. 40 tests 68004



Marqueurs cardiaques

HEXAGON TROPONIN

Détecte la troponine I cardiaque dans le sang total, le sérum ou le plasma. Seuil de détection : 0,5 ng/ml.

Résultats en 15 minutes. 20 tests 27032P

Marqueurs tumoraux

REF



HEXAGON OBTI

Pour confirmer la présence de sang occulte dans les échantillons de selles. Seuil de détection : 50 ng Hb/ml de milieu de transport. Résultats en seulement 10 minutes. Le test convient également aux applications médico-légales spéciales et au contrôle des infections.

24 tests 28009



HEXAGON PSA

Pour la détection qualitative de l'antigène prostatique spécifique dans le sang total, le sérum ou le plasma. Seuil de détection : 4 ng/ml. Résultats en seulement 15 minutes.

20 tests 28032

Rhumatologie



HumaTex SLE

Test d'agglutination au latex pour la détection qualitative et semi-quantitative des anticorps anti-nucléaires associés au lupus érythémateux disséminé dans le sérum ou le plasma. Résultats en seulement 2 minutes.

50 tests 40030



HumaTex ASO

Test d'agglutination au latex pour la détection qualitative et semi-quantitative de l'anti-streptolysine O dans le sérum. Seuil de détection : 200 UI/l. Résultats en seulement 2 minutes.

100 tests 40063



HumaTex CRP

Test d'agglutination au latex pour la détection qualitative et semi-quantitative de la protéine c réactive dans le sérum. Seuil de détection : environ 6 mg/l.

Résultats en 2 minutes. 100 tests 40043



HumaTex RF

Test d'agglutination au latex pour la détection qualitative et semi-quantitative du facteur rhumatoïde dans le sérum. Seuil de détection : 12 UI/ml. Résultats en seulement 2 minutes.


100 tests 40053

Tests rapides


Tests immunochromatographiques et d'agglutination

En raison de leur exactitude, de leur fiabilité, de leur robustesse, de leur facilité et rapidité d'utilisation et de leur rentabilité, les tests rapides sont utilisés pour le diagnostic et le dépistage de première ligne d'une variété de maladies et pour la détection d'analytes biologiques importants.

Test rapide sur sang total, sérum, plasma - exemple de l'HEXAGON HIV



Test de selles - exemple de l'HEXAGON OBTI



Test d'agglutination - exemple de l'HumaTex CRP

