


# Réactifs HumaType

## Réactifs de groupage sanguin & analyse de compatibilité

- > Agglutinations fortes et robustes
- > Répondant aux plus hauts standards de qualité européens 

**IMMUNO-HÉMATOLOGIE**



**Human**

Diagnostics Worldwide

# Réactifs HumaType

## de groupage sanguin & analyse de compatibilité

### DISPONIBLE CHEZ HUMAN

Ligne de réactifs performants de groupage sanguin présentant une haute affinité pour les antigènes. Réactifs fiables pour les tests de compatibilité et le dépistage d'antigènes. Adaptés aux méthodes conventionnelles. Produits de haute qualité, certifiés CE.

### RÉACTIFS DE GROUPAGE ABO

- > Réactifs monoclonaux de haute avidité
- > Code couleur conforme aux standards internationaux
- > Adaptés aux techniques en tube et carte

		REF
HumaType Anti-A	3 x 10 ml	71012
HumaType Anti-B	3 x 10 ml	71022
HumaType Anti-A,B	3 x 10 ml	71032



### RÉACTIFS FACTEUR RHÉSUS

- > Réactifs monoclonaux de haute avidité
- > Adaptés aux techniques en tube, carte et microplaque

#### HumaType Anti-D (IgM)

- > Détecte tous les antigènes D – à l'exception des phénotypes DVI
- > Le réactif idéal pour le typage d'échantillons de patients

3 x 10 ml REF 71042

#### HumaType Anti-D (IgM/IgG)

- > Mélange d'anti-D IgM & IgG – pour le typage de patients et de donneurs
- > Détecte tous les antigènes-D – dans les tests directs ou indirects d'agglutination

3 x 10 ml REF 71052

### ANALYSE DE COMPATIBILITÉ/ DÉTECTION D'ANTIGÈNES

#### HumaType Anti-Human Globulin

- > Mélange optimisé d'anticorps anti-IgG, anti-C3b / -C3d de lapin
- > Pour les tests directs et indirects à l'antiglobuline
- > Teinté vert pour faciliter la visualisation

3 x 10 ml REF 71062

#### HumaType Albumin 22%

- > Potentialisateur permettant d'améliorer les réactions antigène/anticorps
- > Albumine de sérum bovin au polymère

3 x 10 ml REF 71072

# Human

Diagnostics Worldwide